
Техническая информация

KIWOSET® K-T**Химический отвердитель для графических и текстильных фотоэмульсий**

Отвердитель KIWOSET K-T является водно-кислотным раствором, используется для химического отверждения фотоэмульсий (см. соответствующую техническую информацию по фотоэмульсиям). Он легко наносится щеткой и образует ровную пленку, которая способствует равномерному отверждению. После испарения отвердителя на открытых участках трафарета не остается никаких остатков.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести KIWOSET K-T на обе стороны скопированного и высушенного трафарета, лежащего в горизонтальном положении. Начальная реакция с фотоэмульсией происходит в течение 15 - 30 минут при комнатной температуре, после чего необходимо провести отверждение в течение 1 часа при температуре 60 °С, или в течение 24 часов при комнатной температуре (не менее 20 °С).

Примечание: при применении на полиамидных (нейлоновых) сетках разбавить отвердитель водой в соотношении от 1:2 до 1:3.

ЦВЕТ

Красный

ХРАНЕНИЕ

2 года (при температуре 20-25 °С в плотно закрытой оригинальной упаковке)